

## Ficha Técnica

### Dados gerais

Código artigo: 9318  
Amostras de pulverização em metal equipadas com um armário maciço

Código artigo: 931801  
Armário maciço vazia



### Especificação:

9318: Amostras de pulverização em metal equipadas com um armário maciço: um sistema ideal para guardar impecavelmente as suas amostras de metal pintadas! Armário maciço vazia (931801) + 250 Placas para prova de cor (branco).

931801: Armário maciço: um sistema ideal para guardar impecavelmente as suas amostras de metal pintadas! Vazia.

Matériau : Métal.  
Dimensions : Hauteur avant de 90 mm et hauteur arrière de 120 mm.  
Largeur de 113 mm.  
Profondeur de 156 mm.

Couleur : Gris métallisé.  
Conditionnement : À l'unité.

### Produtos relacionados da Colad:

Código artigo: 9315xxx Placas para prova de cor  
Código artigo: 9319xxx Placas para provas de cor com suporte magnético  
Código artigo: 9319SLEEVE Envelopes para placas de provas de cor

### Aviso Legal:

Ficha de dados técnicos e ficha de dados de segurança do material; É da responsabilidade do utilizador ler, compreender e aplicar as informações da ficha de dados técnicos. A informação de trabalho e regulação meio ambiental está disponível na MSDS no site [www.colad.co](http://www.colad.co). É da responsabilidade do utilizador ler e aplicar as informações.

Os produtos destinam-se a uma utilização profissional. Devem ser usados o equipamento e o vestuário de proteção necessários.

As reparações devem ser sempre realizadas em conformidade com as regras e especificações do fabricante de equipamento original (FEO). Todas as informações destinam-se à consideração, pesquisa e verificação do utilizador. As aplicações e condições de utilização específicas estão fora do controlo da EMM International B.V. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequabilidade de quaisquer dos produtos mencionados para a aplicação específica do utilizador.

**Publicado por:**

EMM International BV

Bohemestraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands

[www.emm.com](http://www.emm.com)



T +31(0)38 467 66 00

[www.colad.pt](http://www.colad.pt)